



LINET COMPACT

PROTOKOL O ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCE SERVISNÍ ORGANIZACE

Zaměstnanec firmy **FORMED spol. s r.o. Šenov u N.Jičína**

pan **Pavel Finsterle**

rodné číslo **711102 / 4877**

byl dne **28. 11 2001**

zaškolen na provádění oprav níže uvedených výrobků LINET COMPACT s.r.o.

Injekční dávkovače řady ID
Injekční dávkovače řady IP
Volumetrické pumpy řady VP

Zaměstnanec je oprávněn rozhodovat o záručních opravách a provádět komplexní servisní činnost na výše uvedených výrobcích. Protokol opravňuje provádění preventivních prohlídek dle zákona 123/2000.

K této činnosti musí být firma vybavena těmito obecnými měřicími přístroji a měřicími a montážními přípravky :

- A. Obecné měřicí přístroje
 1. Dvoukanálový osciloskop do 20 MHz
 2. Multimetr - měřič odporu
- měřič kmitočtu s rozlišením 0,01 Hz nebo odpovídající měřič periody
 3. Stabilizovaný zdroj regulovatelný v rozsahu 3V až 20 V/1A
 4. Měřič tlaku s rozsahem 0 – 500 kPa s rozlišením 1 kPa
- B. Speciální měřicí přípravky dodávané LC
 1. Přípravek pro měření síly pro nastavení havarijního mikrospínače
 2. Přípravek pro nastavení polohy vypínací pájky spojky
 3. Naváděcí kužilek hřebene
 4. Přípravek na vylišování kuličky vačky zajištění stříkačky
 5. Přípravek na vylišování kuličky vačky přepínače funkcí ID
 6. Přípravek pro ustavení přízemňovacích kontaktů hřebene
 7. Přípravek pro ustavení polohy pastorku snímače absolutní polohy

Speciální měřicí přípravky dodá LINET COMPACT s.r.o. servisní firmě do jednoho měsíce od objednání.

Zaměstnancům firmy byla předána tato dokumentace : ID, IP, VP, ID-archív, IP-archív, VP-archív
Zaškolenému technikovi bylo přiděleno následující číslo samolepících pečeti pro identifikaci provedených oprav :

44

 LINET
COMPACT s.r.o. 4
Zábrdovická 9, 615 00 Brno, CZ
Tel. 05/4821 4490, Fax 05/4821 1910
DIČ: 628 - 26236564

Podpisy zaškoleného : *Finsterle P.*

Podpis zástupce LINET COMPACT s.r.o. :

Tento protokol je součástí smlouvy o provádění servisní činnosti jako příloha č. 2